



Part No. 03-1-7742

Diamond Thoracic Suction Controller

วัตถุประสงค์การใช้งาน

- ชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลวในทรวงอก รุ่น Diamond สำหรับใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์ ก๊าซทางการแพทย์

คุณลักษณะเฉพาะ

- Suction Controller ที่ตัวเครื่องมีสีเขียวใช้ดูดทรวงอก (Thoracic Suction)
- หน้าปัดแรงดูดสูญญากาศเป็นแบบ Analog มีขีดพร้อมตัวเลขแสดงค่าแรงดูดตั้งแต่ 0 - 70 cmH2O สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั้งแต่ 0 จนถึง 55 cmH2O หน้าปัดหมุนจากขวาไปซ้าย
- มีช่องทางสำหรับต่อเข้าระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ที่ด้านหลัง
- มีระบบป้องกันของเหลวล้นเข้าเครื่อง (Diamond Protector) ติดอยู่ที่ชุด Suction Controller เป็นชนิด Hydrophobic Filter ป้องกันการปนเปื้อน มีลักษณะเป็นโคนต่อเข้ากันสายยางดูดของเหลว
- มีปุ่มเปิด-ปิด ด้านข้างของตัวเครื่อง แยกกับลูกบิดปรับแรงดูดที่อยู่ด้านบน มีขีดบอกระดับสำหรับหมุนปรับแรงดูดจากต่ำไปสูง
- เป็นผลิตภัณฑ์ Therapy Equipment Ltd จากประเทศอังกฤษ มาตรฐาน ISO 13485
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)