

## คุณลักษณะเฉพาะ

### หมอนลือคอ



### คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ผลิตจาก พลาสติกความหนาแน่นสูง มีน้ำหนักเบา
2. ขนาดโดยประมาณ 42 x 26 x 18 ซม.
3. ตัวหมอนหุ้มด้วย PVC กันน้ำ สีส้ม
4. มีช่องทะลุสำหรับหูของผู้ป่วย
5. มีสายรัดตีนตุ๊กแก สามารถปรับระดับได้
6. มีแผ่น สำหรับรัดที่หน้าผากผู้ป่วย
7. ทำความสะอาดได้ง่าย
8. เป็นผลิตภัณฑ์ JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. ประเทศจีน
9. ได้มาตรฐาน ISO13485, ISO9001
10. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี จากการใช้งานปกติ